


TLAチューブNEO

- ・ TLA ポンプ NEO/TLA ポンプと併用する国産輸液チューブ
- ・ 輸液剤容器への穿刺が容易なびん針



スピーディーな 下肢静脈瘤治療を サポート

TLA 麻酔は

日帰り下肢静脈瘤手術の標準的麻酔法となっており
血管内焼灼術では疼痛抑制
皮膚周囲組織の熱傷予防に加え
治療静脈径を減少させることができるため
効率的な治療が行えます

併用可能医療機器

TLA ポンプ NEO (承認番号: 30700BZX00108000)

TLA ポンプ (承認番号: 22800BZX00084000)

一 般 的 名 称

販 売 名

承 認 番 号

医 療 機 器 分 類

TLA チューブ NEO 仕様

製 品 番 号

全 長・外 径

原 材 料

滅 菌 種 類

自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット

滅菌済み輸液セット

15900BZZ01154000

クラスⅡ・管理医療機器

INTLA-T10

4070mm・5mm (チューブ部分)

ABS、ポリカーボネート、
ポリ塩化ビニル (可塑剤: フタル酸ジエチルヘキシル)

エチレンオキサイドガス滅菌 (EOG)



製造販売・製造
三矢メディカル株式会社

〒581-0053
大阪府八尾市竹濑東4丁目17番地
TEL: 06-6707-9105
FAX: 06-6707-9107



販売元
株式会社インテグラル

〒141-0021
東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル
TEL: 03-6417-0810
FAX: 03-6417-0853
www.varixlaser.jp



20257